



CE

CZ

NÁVOD K OBSLUZE STANDARDNI SKLÁDACÍ VO- ZÍK

Model 3.600

Model 3.604

MEYRA®
ORTOPEDIA

Usnadníme lidem pohyb.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny údaje závislé na modelu v < *Technických údajích* > se vztahují na standardní provedení příslušných modelů a lze je aplikovat i na jiné standardní vozíky.

Celková délka závisí na poloze a velikosti poháněcích kol.

Není-li uvedeno jinak, platí rozměry pro poháněcí kola o \varnothing 610 mm (24").

Údaje o šířce se vztahují ke vzdálenosti obručí od kola 15 mm.

Rozměrová tolerance $\pm 1,5$ cm, $\pm 2^\circ$.

Zkratka rozměrů vozíku:

VS = výška sedu

ŠS = šířka sedu

HS = hloubka sedu

VO = výška opěradla

Výpočet max. hmotnosti uživatele:

Pozor:

! Přípustná celková hmotnost se vypočítá z hmotnosti prázdného vozíku a maximální hmotnosti uživatele.

Další hmotnost způsobená dodatečnými úpravami vozíku či zavazadly snižuje max. hmotnost uživatele.

Příklad:

Uživatel si chce s sebou vzít zavazadlo o hmotnosti 5 kg. Max. hmotnost uživatele se tak sníží o 5 kg.

Tlak v pneumatikách

Maximální tlak v pneumatikách je uveden po obou stranách pneumatiky.

Tlak v pneumatice – řídicí kolečko

Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Tlak v pneumatice – poháněcí kolo

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Velmi lehký chod:

6 bar = 87 psi

Vysokotlaké pneumatiky:

8 bar = 116 psi

Model:..... **3.600 / 3.604**

Typový štítek: na trubce nůžek

Životnost: 4 roky

Rozměry

Celková délka (se stupačkami):

Model 3.600: 1080 mm

Model 3.604: 1160 mm

Celková délka (bez stupaček):

Model 3.600 / 3.604: 830 mm

Celková šířka:

Model 3.600 (min. / max.): 600 / 730 mm

Model 3.604 (min. / max.): 650 / 720 mm

Celková výška:

Model 3.600: 920 mm

Model 3.604: 1040 mm

Model 3.604 (s opěrkou hlavy): 1270 mm

Výška zádového kurtu:

Model 3.600: 40 cm

Model 3.604: 52 cm

Model 3.604 (s opěrkou hlavy): 77 cm

Šířka sedu:

Model 3.600: 38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51 cm

Model 3.604: 40 / 43 / 45 / 48 cm

Hloubka sedu:

Model 3.600: 44 cm

Model 3.604: 44 cm

Výška sedu, bez sedacího polštáře (výška sedací plochy na přední hraně):

Model 3.600 47 / 52 cm

Model 3.604: 52 cm

Vzdálenost opěrek rukou od sedací plochy: 23 cm

Vzdálenost zádové opěrky od přední hrany: 28 / 34 cm

Tloušťka sedacího polštáře: 3 / 6 cm

Sklon zádové opěrky:

Model 3.600: 90°

Model 3.604 (min. / max.): 0° / 90°