

Návod na použití: ochranný respirátor typu FFP2 bez ventilu



Přiložte spodní a vrchní část polomasky k obličeji. Po přilnutí respirátoru si upravte elastické popruhy, aby vám respirátor na obličeji dobře držel, ale zase příliš netlačil. Nasazený respirátor musí k obličeji doléhat těsně a zakrýt ústa, nos a bradu.

Skladujte při pokojové teplotě a vlhkosti menší než 80%.

- Tento výrobek splňuje požadavky EN 149:2001 + A1:2009, filtrační obličejové masky pro použití proti částicím. Tyto výrobky by měly být používány, aby chránily uživatele před určitými pevnými a netěkavými kapalnými částicemi dle jejich kvalifikace FFP2. Výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské společnosti 89/686/EEC (Směrnice o osobních ochranných prostředcích) a nesou tedy označení CE.

Ověření:

- Standard: EN 149:2001 + A1:2009, CE 2797

Použití:

- Smogové prostředí a přenosné choroby mohou způsobit vážné zdravotní komplikace. Respirátor je účinná antivirová polomaska s filtrační třídou FFP2 chránící proti vdechování nebezpečných částic ze vzduchu. Dokonalou ochranu zajišťuje kombinace nanovláknenné a karbonové membrány zachycující více než 95% pachu, viry, bakterie, prachové, pylové a smogové částice. Respirátor je dodáván v bílé variantě a své uplatnění najde všude tam, kde oceníte dokonalou ochranu v oblastech se špatnou kvalitou vzduchu. Při běžném nošení ji ocení cestovatelé nebo lidé ve městech. Také je vhodná pro vojáky, hasiče, policisty, pracovníky v laboratořích nebo zdravotníky.

Složení respirátoru: bílá bavlna, netkaná látka, upevňovací popruhy

Třída ochrany: FFP2

Filtruje: bakterie, viry, prach, aerosol, smog, kouř

Velikost: univerzální pro dospělé osoby